

300 mm

200 mm

AnnaCare



Die moderne Pflegeunterstützung mit dem Sensorpad **AnnaCare**

klein – leicht – flexibel – sicher

Die Abmessungen des kompakten Sensorpads **AnnaCare** entsprechen etwa der Fläche eines DIN A4 Blattes mit einer Stärke von 5 mm.

Ein Aufstehversuch aus dem Pflegebett wird frühestmöglich über die integrierte Vibrationsanalyse erkannt und an die Rufanlage gemeldet.

Durch die Positionierung des Sensorpads unter einer Bettrolle, bleibt der Bereich umlaufend frei von Stolperfallen.

Ein direkter Kontakt mit dem Sensorpad ist nicht erforderlich. Eine sichere Überwachung erfolgt unabhängig von der Aufstehbewegung nach allen Seiten.

Schnelle Hilfe unter Berücksichtigung der individuellen Mobilität.



Sensorpad AnnaCare
inkl. Bedieneinheit an
einer Rufereinheit.

Individuell – für die Anforderungen am Pflegebett

> Hohe Sicherheit

Unabhängig von der Bodenfläche bieten die Silikonfüße eine stabile Fixierung und vermeiden ein „Verrutschen“ des Sensorpads.

> Hygienisch

Durch die Positionierung außerhalb der Gehwege bleibt das Sensorpad weitestgehend frei von Schmutz und Kontamination.

> „Intelligente“ Technologie

Die KI-gestützte Vibrationsanalyse erkennt frühestmöglich einen Aufstehversuch.

> Datenschutz

Für die WLAN-Verbindung zwischen einem Smartphone und der AnnaCare Bedienoberfläche ist kein hauseigenes WLAN erforderlich. Die Datenübertragung erfolgt völlig anonymisiert.

> Einfache Handhabung

... wie z.B. für die Ein-/Abschaltung der Überwachung im Nachtbetrieb oder die verzögerte Alarmierung.

> Zukunftssichere Investition

Das AnnaCare Sensorpad ist robust und widerstandsfähig. Zukünftige Funktionserweiterungen sind per Software-Update möglich.

> Hohe Skalierbarkeit

Durch das AnnaCare Sensorpad wird die Maximalanzahl der Zimmerbus-Teilnehmer nicht eingeschränkt.

> Hohe Kompatibilität

Für die unterschiedlichen Rufanlagen und Systeme stehen unterschiedliche Bedieneinheiten für den problemlosen Anschluss zur Verfügung.

Flexible und zeitabhängige Aufstehüberwachung



AnnaCare – Freiheit, Komfort und Entlastung

Die Überwachungsfunktion kann bequem über den integrierten Tastkontakt auf der Bedieneinheit gesteuert werden.

Sie entscheiden über die einstellbare Zeit ab wann eine Alarmierung ausgelöst werden soll. Zur Auswahl stehen die direkte Meldung des Aufstehversuchs oder eine verzögerte Meldung in eine Zeitspanne, in der ein Patient wieder in das Pflegebett zurückkehren kann ohne eine Meldung auszulösen.



hospicall GmbH

Martin-Siebert-Straße 1
51647 Gummersbach

T +49 2261 9583 - 100
info@hospicall.com

annacare.hospicall.com



Art. 240570 | 09/2025

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2025 hospicall GmbH